

Legionella, prøvetaking



VANNPRØVE

- La termostat stå på «dusj temperatur» (blandet varmt og kaldt vann)
- Ikke la vannet renne før prøvetaking
- Fyll flasken (ikke helt full, stopp der flasken blir smalere)
- Ikke berør kork eller flaske innvendig



SVABERPRØVE

- Skru av dusjehodet
- Svaberen strykes over de indre flatene
- For fastmontert dusj: Prøven tas fra den delen som vender ned



FORSENDELSE/LEVERING AV PRØVE

- Prøver er ferskvare!
- Ta ut prøve så kort tid som mulig før innsending/levering av prøver
- Prøver sendes «ekspress over natten» eller leveres laboratoriet
- Oppbevar prøven i kjøleskapttemperatur
- Tid fra prøvetaking til analyse må ikke overstige 24 timer
- Merk flaskene og fyll ut bestillingsskjema
- Legg ved **fryst** kjøleelement

LabTjenester AS
Landbruksveien 5
7047 Trondheim
T: 72 54 10 30
post@labtjenester.no
labtjenester.no

Org.nr: 913 844 858



Gi beskjed så tidlig som mulig at prøver skal leveres laboratoriet, beskjed gis på telefon **72 54 10 30** eller send en e-post til post@labtjenester.no
Åpent: Mandag–fredag, kl 08.00–15.00
Prøveinnlevering: Mandag–torsdag, kl 08.00–12.00. Ellers etter avtale.